

平成29年1月24日

各位

会社名 クロス・メディカルサービス株式会社  
代表者名 代表取締役 黒沼文雄  
問合せ先 社長 室 若居 学  
TEL 03-3633-6333

動物用全身麻酔器「アニセラ.c15」取扱説明書の記載事項訂正に関するお知らせ

弊社は、動物用全身麻酔器アニセラ.c15 の取扱説明書の記載内容について一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正致します。  
なお、訂正箇所には下線を付してあります。

記

ページ	項目	訂正後	訂正前
5	■ 1 - 1 概要 ◎主な特徴	・回路内安全弁（ポップオフバルブ）を標準装備しておりますので、（以下略）	・回路内安全弁（ポップオフバルブ） <u>に加え、過圧安全弁を標準装備しておりますので、（以下略）</u>
12	⑪ボディー	空圧回路や <u>酸素フラッシュバルブ</u> が内蔵されています。 ■ <u>過圧安全弁の項目削除</u>	空圧回路や <u>次の安全機構</u> が内蔵されています。 ■ <u>過圧安全弁</u> <u>本器内蔵の過圧安全弁は、呼吸回路内圧が50hPaに到達すると弁を開いて過剰圧を大気に開放し、患者の肺にかかる圧を制御し、肺の損傷を防止します。</u>
25	■ 7 - 1 仕様 4. 安全機構	<u>4. 安全機構</u> の項目削除 <u>以下、項番繰り上げ</u>	<u>4. 安全機構</u> ① <u>過圧安全弁 ……</u> <u>呼吸回路内圧が50hPa到達時に大気開放</u>

以上